



Regione Siciliana
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico "G.Rodolico – S.Marco" - CATANIA

Unità Operativa: _____ Presidio Ospedaliero: SAN MARCO

Controllo Biologico per Sterilizzazione a vapore saturo

Autoclave n° _____

Data	Carico N°	Ciclo a 121° C	Ciclo a 134° C	Indicatore Chimico (adesivo sulla fialetta Test)	Test Controllo		Test Processato		Indicatore Chimico (adesivo sulla fialetta Processata)	Firma del responsabile
					viola —	giallo +	viola —	giallo +		



Istruzioni d'uso e lettura risultati : - Test Biologico Instant – Mini Bio Plus

Cambiamento di colore							Temperatura Di Incubazione	Tipo di spore
Indicatore di classe 5 all'interno della fiala			Indicatore di Processo di classe 1 sull'etichetta esterna		Liquido di coltura nella fiala dopo la sterilizzazione e l'incubazione			
prima	dopo		prima	dopo				
STERILIZZAZIONE			STERILIZZAZIONE		Non processata *	Processata *		
Non processato	Riuscito	Fallito	Non processato	Processato				
Giallo	Nero	Giallo Marrone	Blu	Marrone	Viola	Giallo	50-60°C	Geobacillus Stearo – thermophilus

***Non processata**: fiala con liquido di colore viola non ancora incubata

****Processata**: fiala con liquido di colore viola che, processata e messa ad incubare, potrà:

- 1. Rimanere viola (test riuscito e autoclave funzionante)
- 2. Virare al giallo (test fallito e autoclave non funzionante)

